

## 1 ストーマ装具の固定に使うテープの、“特性”を知る

テープの特徴は、**粘着剤**と**基材**と**カタチ**の3つの組み合わせで決まるため、これらの代表的な**種類**と**特性**を知れば、製品の特長がわかるようになります。

### 粘着剤

<b>アクリル系</b>	医療用のテープで最も一般的。 貼ってすぐの貼りつきは弱いですが、体温によって徐々に粘着力が上がる。 角質剥離が少ないゲルタイプもある。
<b>ゴム系</b>	原料は天然ゴムまたは合成ゴム。 天然ゴムの場合はラテックスアレルギーに注意。 貼ってすぐに、しっかり貼りつく。
<b>シリコーン系</b>	やさしくはがれ、角質剥離が少ない。 粘着力は低めだが、肌に貼っている間の粘着力は一定。 高価な場合が多い。
<b>ハイドロ コロイド系</b>	粘着剤と吸水成分の混合物。 吸水性能があり、面板と同じ皮膚保護剤だから安心。

### 基材

<b>紙</b>	手で切れるので、高齢の方でも扱いやすい。 ドラッグストアで販売されるテープによく使用される。 安価なものが多い。
<b>布</b>	厚みがあるものが多く、保持力が強い。 伸縮性と非伸縮性の2タイプあり、使い分けが必要。
<b>不織布</b>	紙や布よりやわらかい。 手で切れるタイプや、撥水加工が施されたタイプもある。
<b>ポリウレタン フィルム</b>	7μm～30μm程度と非常に薄いため、伸縮性が高く、肌に追従する。 水は通さないが水蒸気は通すため、防水性は高いがムレにくい。 粘着面の反対側に支持シートがあり、貼り方が特殊。
<b>プラスチック</b>	原料は塩化ビニルやポリエチレンなど。 厚みがあり保持力はあるが、伸縮性はほとんどない。 防水性のあるものが多いが、水蒸気をあまり通さないためムレやすい。

### カタチ

<b>専用形状の カットタイプ</b>	用途に合わせた形状に事前にカットされていて、扱いやすい。 1ヶ月分など、買いやすい量で包装されていることも。
<b>ロールタイプ</b>	用途や体のサイズなどに合わせて自由にカットできる。 同じ粘着剤・基材であっても、専用形状のカットタイプより安価なことが多い。

## 2 ひとりひとり、要望や状況に合ったテープを選ぶ

オストメイト・医療従事者の双方の要望や状況に合わせて、粘着剤と基材とカタチから、一覧表を参考に**最適な組み合わせ**を選びます。要望が複数あるときは、特性を掛け合わせたテープを探します。

安心して入浴やシャワーをしたいときに	高い防水性の <b>ポリウレタンフィルム基材</b>	 moval	 エアウォール ふわわり
	防水性のある <b>プラスチック基材</b>		
肌が脆弱な人や、肌が荒れているときに	角質剥離が少ない <b>シリコン系粘着剤</b>	 ナノテア フィット	
	ゲルタイプで、肌にやさしい <b>アクリル系粘着剤</b>		 エアウォール ふわわり
	高伸縮で肌に追従する <b>ポリウレタンフィルム基材</b>	 moval	 エアウォール ふわわり
指先が動きにくい人や、手間を少なくしたいときに	そのまますぐに使える <b>専用形状のカットタイプ</b>	 moval	
	手で切れる <b>紙基材/不織布基材</b>		 ナノテア フィット
装具の外れが心配な人や、大きな動きをするときに	しっかり保持できる <b>プラスチック基材/布基材</b>		
	体の動きに追従する <b>ポリウレタンフィルム基材</b>	 moval	 エアウォール ふわわり
	面板と同じ皮膚保護剤でしっかり貼り付く <b>ハイドロコロイド系粘着剤</b>		
コストを抑えたいときに	安価に入手しやすい <b>紙基材</b>		
	使いたいサイズに調整でき、 専用形状よりお得な <b>ロールタイプ</b>		 エアウォール ふわわり

テープが医療にできること、もっと。

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28  
TEL: 06-6658-8217  
FAX: 06-6658-8101

東京支店：〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16  
TEL: 03-5634-3843  
FAX: 03-5634-3845

www.skinix.jp

※テープは、ストーマ装具固定の補助的な道具です。  
最適なストーマ装具の選択をおこなったうえで、テープの使用を検討してください。

※テープが必要ないときは、ぜひ肌を休ませてあげてください。